

Nup107 Ac Mab - P57740

Número do item: CM0002687



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Nup107 para aplicações de Western Blot e ELISA. Reconhece o Nup107 humano, uma proteína de 106 kDa do complexo do poro nuclear essencial para a montagem do NPC. Ideal para pesquisa em biologia celular e nefrogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nup107 Ac mAb
Observações/Apelido	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57122
GeneID	57122
Imunogénio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do Nup107 humano (P57740)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P57740
Peso Proteico	106 kDa
Envio	Saco de gelo