

Nup133 Coelho Pab - Q8Wum0

Número do item: CM0026510



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NUP133 para WB e ELISA. Detecta NUP133 humano, uma nucleoporina de 129kDa envolvida na exportação de mRNA e nefrogênese. Ideal para pesquisa de complexo do poro nuclear e desenvolvimento renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP133 Coelho pAb
Observações/Apêndice	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55746
GeneID	55746
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 730-930 do NUP133 humano (NP_060700.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WUM0
Peso Proteico	129kDa
Envio	Bolsa de gelo