

Anticorpo Policlonado De Coelho Nup153 Para Wb E Elisa - P49790

Número do item: CM0029568



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a NUP153 humano, uma proteína do complexo do poro nuclear. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte nucleocitoplasmático e mecanismos de integração viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUP153 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	N153; HNUP153; NUP153
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9972
GeneID	9972
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 da NUP153 humana (NP_005115.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49790
Peso da Proteína	154kDa
Transporte	Bolsa de gelo