


Anticorpo Policlonal De Coelho Nup160 Para Wb E Elisa - Q12769

Número do item: CM0014259



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NUP160 validado para WB e ELISA. Alvo a proteína do complexo do poro nuclear humano Nup160 (162 kDa), um componente-chave do complexo do poro nuclear envolvido na exportação de mRNA. Adequado para pesquisa de transporte nucleocitoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NUP160
Observações/Alias	NPHS19; NUP160
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23279
ID do Gene	23279
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-150 da NUP160 humana (NP_056046.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q12769
Peso da Proteína	162 kDa
Transporte	Bolsa de gelo