


Anticorpo Policlonal De Coelho Nup214 Para Wb, Ip, Elisa - P35658

Número do item: CM0029792



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NUP214 (SWISS P35658) validado para WB, IP, ELISA. Direciona a proteína do complexo do poro nuclear Nup214 humana, envolvida no transporte nucleocitoplasmático e na desmontagem do capsídeo do adenovírus.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho NUP214 (pAb)
Observações/Apelido	CAN; CAIN; IIAE9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8021
Imunogênio	Peptídeo sintético (aa 1251-1350 do NUP214 humano, NP_005076.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P35658
Peso Molecular da Proteína	214kDa
Envio	Em saco de gelo