


Anticorpo Policlonado De Coelho Nur77 Para Wb, If/Icc, Elisa - P22736

Número do item: CM0016274



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade contra NUR77 humano (NR4A1), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de receptores nucleares, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUR77 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3164
GeneID	3164
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 200-300 do NUR77 humano (NP_002126.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22736
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo