

Anticorpo Policlonal De Coelho Nxn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dkj4

Número do item: CM0024019

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NXN validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com Humano, Rato, Camundongo. Ideal para estudos da via de sinalização Wnt e regulação redox. Não conjugado, alvo de 48kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NXN pAb de Coelho
Observações/Apelido	NRX; RRS2; TRG-4; NXN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64359
ID do Gene	64359
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-280 do NXN humano (NP_001192248.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q6DKJ4
Peso Proteico	48kDa
Envio	