

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ocludina Para Wb E Elisa - Q16625

Número do item: CM0013617



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Ocludina humana (UniProt Q16625). Adequado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de junções oclusivas e permeabilidade celular.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo pAb de Coelho Anti-Ocludina                                                                                         |
| Observações/Apelido | BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Ocludina                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 100506658                                                                                                                     |
| GeneID              | 100506658                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-450 da Ocludina humana (NP_002529.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                        |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                      |
| SWISS               | Q16625                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 59kDa                                                                                                                         |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                  |