

Anticorpo Policlonal De Coelho Ogdhl Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULD0

Número do item: CM0015803

introdução

Anticorpo policlonal de coelho OGDHL validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta OGDHL humano, de rato e camundongo, uma 2-oxoglutarato desidrogenase mitocondrial envolvida no ciclo de Krebs, inibição da proliferação celular e apoptose. Ideal para pesquisa em metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho OGDHL
Observações/Alias	YOBELN; OGDHL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55753
GeneID	55753
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do OGDHL humano (NP_060715.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9ULD0
Peso Proteico	114kDa
Envio	Saco de gelo