


Pab De Coelho Contra Ogt Para Wb - O15294

Número do item: CM0018886



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra OGT (transferase de O-GlcNAc), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos metabólicos, epigenéticos e de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra OGT
Observações/Alcunhas	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8473
GeneID	8473
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 510-699 da OGT humana (NP_858058.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	O15294
Peso da proteína	117 kDa
Envio	Bolsa de gelo