


Oncostatina M Pab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - P13725

Número do item: CM0026897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Oncostatina M humana (OSM), adequado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies de camundongo e rato. Útil para pesquisa de sinalização por citocinas, proliferação celular e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Oncostatina M pAb de Coelho
Observações/Alias	OSM; Oncostatin M
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5008
GeneID	5008
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13725
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de gelo