

Osarf23 Pab De Coelho - Osarf23

Número do item: CM0020178

introdução

O pAb de coelho OsARF23 é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra a proteína OsARF23 recombinante (*Oryza sativa*). Validado para WB e ELISA, detecta especificamente OsARF23 (~94 kDa) em amostras de arroz.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho OsARF23
Observações/Alias	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
Espécie	Oryza sativa
ID do gene	4350610
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-800 de OsARF23 de Oryza sativa. (Q2R3F5)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Oryza sativa
Peso da proteína	94 kDa
Envio	Bolsa de gelo