

Anticorpo Policlonal De Coelho Osgi (Pab) - Q0Jq44

Número do item: CM0019043

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a OsGI (GI) em Oryza sativa. Validado para WB e ELISA, com um peso molecular previsto de 127kDa. Ideal para estudos de biologia vegetal e pesquisa agrícola.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsGI Rabbit pAb
Observações/Apelido	GI; OsGI
Espécie	Oryza sativa
ID do Gene	4325329
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 820-1090 de OsGI de Oryza sativa (Q9AWL7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0JQ44
Peso Proteico	127kDa
Envio	Bolsa de gelo