

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Osgsr1 Para Wb E Elisa - Q53An3

Número do item: CM0021721

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra OsGSR1 do arroz (Q53AN3). Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com Oryza sativa. Imunógeno: proteína recombinante. Peso molecular previsto: 11 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	OsGSR1 pAb de coelho
Observações/Apelido	Gsr1; OJ1001_B06.38; OsGSR1
Espécie	Oryza sativa
ID do gene	4340712
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de OsGSR1 de Oryza sativa. (Q53AN3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
Peso da proteína	11 kDa
Envio	Bolsa de gelo