


Anticorpo Policlonal De Coelho OsSERK2 Para Wb E Elisa - Q7Xv05

Número do item: CM0023757



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a OsSERK2 de Oryza sativa, produzido contra proteína recombinante. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com arroz. Adequado para pesquisa em imunidade vegetal, embriogênese somática e sinalização de brassinosteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsSERK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	OsSERK1; OsSERK2
Espécie	Oryza sativa (Arroz)
ID do Gene	4336035
Imunógeno	Proteína recombinante de OsSERK2 de Oryza sativa
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa (Arroz)
SWISS	Q7XV05
Peso Proteico	70kDa
Envio	Em saco de gelo