


Anticorpo Monoclonal De Osteopontina (Opn) Para Wb, Elisa - P10451

Número do item: CM0002206



introdução

Anticorpo monoclonal murino contra Osteopontina humana (OPN, SPP1) validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia óssea, imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Osteopontina mAb murina
Observações/Apelidos	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6696
ID do Gene	6696
Imunógeno	Proteína recombinante de Osteopontina humana
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10451
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo