

Oswrky53 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q5W6M7

Número do item: CM0022747

introdução

OsWRKY53 Coelho pAb, um anticorpo policlonal gerado contra a OsWRKY53 recombinante de Oryza sativa (aa 1-181), validado para WB e ELISA. Detecta o fator de transcrição WRKY implicado na sinalização de ácido abscísico e giberelina, localizando-se no núcleo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OsWRKY53 Coelho pAb
Observações/Apelido	OsWRKY53
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4338474
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-181 da OsWRKY53 de Oryza sativa. (Q5W6M7)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q5W6M7
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo