

Anticorpo Policlonado De Coelho Oxct1 (Scot) Para Wb, Elisa - P55809

Número do item: CM0024090



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra OXCT1 (SCOT), validado para WB e ELISA, que reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em metabolismo de corpos cetônicos e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	OXCT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5019
GeneID	5019
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 261-520 da OXCT1 humana (NP_000427.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55809
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo