

P23/Ptges3 Mab De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15185

Número do item: CM0004960



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho P23/PTGES3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a prostaglandina E sintase 3, uma enzima citosólica e chaperona envolvida na inflamação e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P23/PTGES3 mAb de Coelho
Observações/Apelido	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10728
GeneID	10728
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do P23/PTGES3 humano (NP_006592.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15185
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Saco de gelo