

Anticorpo Policlonal De Coelho P2Rx4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99571

Número do item: CM0029228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-P2RX4 humano, direcionado ao receptor purinérgico P2X 4. Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisas em canais iônicos, imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	P2RX4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P2X4; P2X4R; P2RX4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5025
ID do Gene	5025
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-338 do P2RX4 humano (NP_002551.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q99571
Peso Proteico	43kDa
Envio	Saco de gelo