


Pab De Coelho Contra P38 Mapk - Q16539

Número do item: CM0015510



introdução

pAb de coelho contra p38 MAPK é um anticorpo policlonal de coelho desenvolvido contra um peptídeo sintético da região da p38 MAPK humana (aa 261-360). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização por MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra p38 MAPK
Observações/Apelidos	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1432
GeneID	1432
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 261-360 da p38 MAPK humana (NP_620581.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16539
Peso Molecular	41kDa
Envio	Saco de gelo