

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra A Quinase 1 P70 S6 Para Wb - P23443

Número do item: CM0020316



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra a Quinase 1 p70 S6 humana (S6K1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisas sobre crescimento celular e regulação da tradução em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p70 S6 Kinase 1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Espécie	Humana
GeneID	6198
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 426-525 da P70 S6K humana (NP_003152.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P23443
Peso da Proteína	59 kDa
Envio	Bolsa de gelo