


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Coelho Pab - Q15418

Número do item: CM0024648



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Proteína de 83kDa. Ideal para estudos de sinalização MAPK e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 Coelho pAb
Observações/Apelido	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Espécie	Humano
GeneID	6195
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600 até o C-terminal do p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 humano (NP_002944.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15418
Peso Proteico	83kDa
Envio	Saco de gelo