

Mab De Coelho Pai-1/Serpin E1 Para Wb, Elisa - P05121

Número do item: CM0002309



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PAI-1/Serpin E1 validado para WB e ELISA. Reage com PAI-1 humano e de macaco. Ideal para pesquisa de fibrinólise, migração celular e senescência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho PAI-1/Serpin E1
Observações/Alias	PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5054
Imunógeno	Peptídeo Sintético (aa 50-150 de PAI-1/Serpin E1 humano, P05121)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco
SWISS	P05121
Peso Proteico	45kDa
Transporte	Bolsa de gelo