

Anticorpo Monoclonal Coelho Pak1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13153

Número do item: CM0002644



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao PAK1 humano (Q13153), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudos de câncer, citoesqueleto e vias de sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PAK1
Observações/Apelido	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalfa; alfa-PAK; PAK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5058
GeneID	5058
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PAK1 humano (Q13153))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13153
Peso Proteico	61kDa
Envio	Saco de gelo