

Anticorpo Policlonal De Coelho Pak1 Para Wb E Elisa - Q13153

Número do item: CM0015009



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o PAK1 humano (alpha-PAK, p65-PAK). Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com rato. Ideal para estudar a dinâmica do citoesqueleto, migração celular e apoptose. O imunogênio recombinante garante especificidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5058
GeneID	5058
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-250 do PAK1 humano (NP_001122092.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13153
Peso da Proteína	61kDa
Envio	Saco de gelo