


Anticorpo Policlonar De Coelho Pak5 Para Wb, Elisa - Q9P286

Número do item: CM0022242



introdução

Anticorpo Policlonar de Coelho PAK5 validado para Western Blotting (WB) e ELISA, com reatividade em humano e camundongo. Ideal para o estudo de PAK5/PAK7 na regulação do citoesqueleto, sinalização celular e pesquisa cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PAK5 Rabbit pAb
Observações/Alias	PAK7; PAK5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	57144
GeneID	57144
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 600-700 da PAK5 humana (NP_065074.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9P286
Peso da Proteína	81kDa
Transporte	Bolsa de gelo