


Anticorpo Policlonal De Coelho Palld Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wx93

Número do item: CM0016315



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Palladina humana (PALLD). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre citoesqueleto, adesão celular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PALLD pAb de Coelho
Observações/Apelido	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23022
GeneID	23022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 383-672 do PALLD humano (NP_001159582.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WX93
Peso da Proteína	151kDa
Envio	Saco de gelo