

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan-Akt Para Western Blot, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0002895



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan-Akt validado para WB, IP, IF, IHC, ELISA. Detecta Akt1, Akt2, Akt3 em humano, camundongo, rato. Peso molecular: 56kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan-Akt
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-123 do Pan-Akt humano (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo