

Anticorpo Policlonado Pan-Akt De Coelho Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Número do item: CM0022311



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a pan-Akt (AKT1, AKT2, AKT3) para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de vias de AKT em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Pan-Akt Rabbit pAb
Observações/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Pan-Akt
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 311-480 de AKT1/AKT2/AKT3 humano (NP_005154.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envio	Saco de gelo