


Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan Cadherina (Mab) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

Número do item: CM0009306



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade para pan cadherina, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece caderinas humanas e de camundongo. Ideal para pesquisa em adesão celular e biologia epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan Cadherina (mAb)
Observações/Apelido	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; Pan Cadherina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	999/1000/1001/1002
ID do Gene	999/1000/1001/1001/1002/12561
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
Peso Molecular da Proteína	140 kDa
Transporte	Saco de Gelo