

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan-Crotonil-K Para Wb, If/Icc, Elisa - Anticorpo De Alta Especificidade Para Lisina Crotonilação

Número do item: CM0000017

introdução

Anticorpo monoclonal (mAb) de coelho Pan-Crotonil-K validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece resíduos de lisina crotonilados em humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para estudar modificações de crotonilação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan-Crotonil-K
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
Peso Proteico	10kDa ou mais
Envio	Saco de gelo