

Pab De Coelho Anti-Pan Dimetil-Lisina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000227

introdução

Anticorpo Policlonal (pAb) de Coelho anti-Pan DiMetil-lisina direcionado a resíduos de lisina dimetilados. Adequado para Western blot, IHC-parafina, IF/ICC e ELISA. Com previsão de reação cruzada com humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Imunógeno: peptídeo sintético contendo K dimetilado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-Pan DiMetil-lisina
ID do Gene (Humano)	pan Kme2
Imunógeno	Peptídeo sintético; um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo K dimetilado.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla gama prevista)
Envio	Bolsa de gelo