

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan Dimetil-Lisina Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000215

introdução

O Pan DiMetil-lisina Rabbit pAb é um anticorpo policlonal específico para resíduos de lisina dimetilados, adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Ele demonstra reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e rato, permitindo uma ampla pesquisa sobre metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pan DiMetil-lisina Rabbit pAb
ID do Gene (Humano)	pan Kme2
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo K dimetilado.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Em bolsa de gelo