

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pan Ácido Láctico-Lisina Para Wb, Ip, Elisa | Detecção De Lactilação

Número do item: CM0000061

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Pan Ácido Láctico-Lisina, uma modificação pós-traducional chave. Validado para WB, IP, ELISA com ampla reatividade de espécies (Humano, Camundongo, Rato). Ideal para pesquisa de lactilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Pan Ácido Láctico-Lisina (mAb)
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo Pan Ácido Láctico-Lisina.
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Alcance Previsto)
Envio	Em saco de gelo