

Anticorpo Policlonado De Coelho Contra Pan Lactic Acid-Lisina (Wb, Elisa)

Número do item: CM0000053

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado à modificação Pan Lactic acid-Lisina. Validado para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e uma ampla gama de outras espécies. Ideal para o estudo de modificações pós-traducionais de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pan Lactic acid-Lysine Rabbit pAb
Espécie Alvo	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência que contém Pan Lactic acid-Lisina
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama)
Envio	Bolsa de gelo