

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Metil-Histidina Para Aplicações Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000207

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho pan-metil-histidina, produzido contra um peptídeo sintético de histidina metilada, é adequado para ensaios de WB, DB e ELISA. Detecta modificações pan-metil-histidina em amostras humanas, de camundongo e de rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho pan-metil-Histidina
ID do Gene (Humano)	pan Hme
Imunógeno	Peptídeo sintético de Histidina (His) Metilada
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Saco com gelo