

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Mono-Metil Motivo De Arginina Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000224

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa motivos de arginina pan-mono-metilada. Validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA, reativo cruzado com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de metilação de arginina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pan-Mono-Metil Motivo de Arginina pAb de Coelho
GeneID (Humano)	pan Rme1
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo R monometilada.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Saco com gelo