

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan Mono-Metil Lisina Para Aplicações Em Western Blot E Elisa

Número do item: CM0000213



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Pan Mono-Metil Lisina (Cat. No. A18293) para Western Blot e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de metilação de proteínas. Fonte confiável da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Pan Mono-Metil Lisina
ID do Gene (Humano)	pan Kme1
Imunogénio	` Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Bolsa de gelo