

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Mono-Metilr (R*Gg) Motivo Para Wb, Db, Elisa

Número do item: CM0000219



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado que visa o motivo pan-mono-metilarginina R*GG para Western blot, dot blot e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de detecção global de metilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pan-Mono-MetilR R*GG Motivo pAb de Coelho
ID do Gene (Humano)	pan Rme1
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Metilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Envio	Saco de gelo