

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan-Nitrific-Y Para Western Blot E Elisa

Número do item: CM0000036

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o pan-Nitrific-Y (nitração da tirosina) para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Prevista ampla reatividade cruzada de espécies com humano, camundongo, rato e outros. Imunógeno: peptídeo sintético contendo lisina miristoilada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pan-Nitrific-Y pAb de Coelho
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo K miristoilada.
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
Envio	Saco com gelo