

Mab De Camundongo Pan Fosfo-Serina/Treonina - Pan Fosfo-Serina/Treonina

Número do item: CM0001561

introdução

Este anticorpo monoclonal de camundongo pan fosfo-Serina/Treonina foi desenvolvido para detectar proteínas fosforiladas em diversas espécies, incluindo humanos, camundongos e ratos. É adequado para aplicações de western blotting, imuno-histoquímica e ELISA em pesquisas de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pan Phospho-Serine/Threonine Mouse mAb
Espécie	Universal
ID do Gene (Humano)	pan p-S/T
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo Serina/Treonina fosforilada.
Origem	Camundongo
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
Envio	Bolsa de gelo