

Mab De Coelho Pan Fosfo-Serina/Treonina - Anticorpo Anti-Fosfo-Serina/Treonina

Número do item: CM0000844

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho pan-específico direcionado a resíduos de serina/treonina fosforilados. Adequado para WB, IP, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo, rato e outras espécies previstas. Ideal para estudos amplos de sinalização por fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho pan Fosfo-Serina/Treonina
Espécie	Universal
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo Serina/Treonina fosforilada
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
Envio	Bolsa de gelo