

Anticorpo Policlonal De Coelho Pan Fosfo-Serina/Treonina - Pan P-S/T

Número do item: CM0000545

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Pan Fosfo-Serina/Treonina para detecção de resíduos S/T fosforilados. Validado para aplicações de WB e ELISA, com ampla reatividade cruzada prevista entre humanos, camundongos, ratos e outras espécies. Ideal para estudar vias de sinalização dependentes de fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Pan Fosfo-Serina/Treonina
ID do Gene	pan p-S/T
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo S & T fosforilados.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
Envio	Saco com gelo