

## Pan Phospho-T Rabbit Pab - Fosfotreonina (Phospho-T)

Número do item: CM0000675

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa resíduos de treonina fosforilada, adequado para Western blot e ELISA. Previsto para reagir com uma ampla gama de espécies, incluindo humano e camundongo, útil para detectar eventos de fosforilação de proteínas em vários contextos de pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Pan Phospho-T Rabbit pAb                                                 |
| Imunogênio          | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo T fosforilada |
| Fonte               | Coelho                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                                  |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Outros (Ampla Gama Prevista)                         |
| Envio               | Saco de gelo                                                             |