

Mab Coelho Pan Fosfo-Treonina - Pan Fosfo-Treonina

Número do item: CM0001394

introdução

O mAb Coelho Pan Fosfo-Treonina detecta a fosforilação de treonina em uma ampla variedade de espécies (humana, camundongo, rato e muito mais). Este anticorpo monoclonal de coelho é validado para WB, IP e ELISA, apoiando a pesquisa em sinalização por fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho Pan Fosfo-Treonina
Espécie	Humana
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da treonina humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
Envio	Bolsa de gelo