

Mab De Pan Fosfo-Tirosina De Rato - Pan P-Y

Número do item: CM0001112

introdução

O anticorpo monoclonal de rato Pan Fosfo-Tirosina detecta resíduos de tirosina fosforilada. É adequado para aplicações WB, IF/ICC, ELISA com reatividade prevista em humanos, camundongos, ratos e uma ampla gama de espécies. Essencial para pesquisas de sinalização por tirosina quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Pan Fosfo-Tirosina de Rato
ID do Gene (Humano)	pan p-Y
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo Y fosforilado
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Rato, Camundongo, Outros (Ampla Faixa Prevista)
Envio	Bolsa de gelo