

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan Fosfo-Tirosina - Pan P-Y

Número do item: CM0001604

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece resíduos pan-fosfo-tirosina em espécies humana, de rato e de camundongo, validado para aplicações de WB, IP e ELISA. Ideal para estudar redes de sinalização de fosforilação de tirosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Pan Fosfo-Tirosina
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	Pan p-Y
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Uma biblioteca de peptídeos aleatórios de peptídeo fosforilado em torno da Tirosina
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
Envio	Saco de Gelo