

Anticorpo Monoclonal De Coelho Pan Fosfo-Tirosina (Mab) - Pan Fosfo-Tirosina Rabbit Mab

Número do item: CM0001976

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Pan Fosfo-Tirosina (mAb) para WB, IP, ELISA. Detecta fosfo-tirosina em humanos, ratos, camundongos e outras espécies com ampla reatividade. Ideal para estudos de fosforilação e sinalização celular. >10KDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Pan Fosfo-Tirosina Rabbit mAb
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência contendo Y fosforilada.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
Peso Proteico	>10KDa
Envio	Saco de gelo