

Pab De Coelho Contra Fosforotirosina Pan - Pan P-Y

Número do item: CM0001258

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a fosforotirosina pan, adequado para aplicações WB, IF/ICC e ELISA. Reconhece humanos, camundongos, ratos e uma ampla gama de outras espécies. Ideal para pesquisa de fosforilação de tirosina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Fosforotirosina Pan
ID do Gene (Humano)	Pan p-Y
Imunógeno	Pepídeo Sintético. Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência que contém S e T fosforilados.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Prevista para Ampla Gama)
Envio	Bolsa de gelo